

Produktdatenblatt

WERO Künstliches Eis

Granulat zur Herstellung einer Kühllösung



REF 220937

Anwendungsbereich: Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gemischt, entsteht eine effektive Kühllösung zur universellen Anwendung.

Produkteigenschaften:

- Effektive Kühlung durch gleichmäßige und langanhaltende Kälteverteilung
- 1:1 mit Wasser oder anderer Flüssigkeit mischen - fertig ist die Kühllösung
- Absolut ungiftig und ungefährlich

Anwendung:

- Kaltes Wasser (oder andere Flüssigkeiten) und Granulat im Verhältnis 1:1 mischen
- Es entsteht eine gebrauchsfertige Kühllösung mit gleichmäßiger Kälteverteilung. Die Kühldauer ist abhängig von der Außentemperatur und der Temperatur der zugeführten Flüssigkeit.
- Ungiftig und sicher in der Entsorgung – das WERO Künstliche Eis kann nach Gebrauch ohne Bedenken entsorgt werden.

Hinweis: Das Produkt ist nicht für den menschlichen oder tierischen Verzehr bestimmt. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Inhaltsstoffe: 100% Xylitol C

Inhalt: 500g Granulat

Lagerung: Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgung: Einfache Entsorgung nach Gebrauch über Restmüll.

Verwendbarkeitsdauer: 5 Jahre ab Produktionsdatum. Bitte beachten Sie das auf dem Produkt aufgebrachte Verfallsdatum.

Hersteller: WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Straße 94, 65232 Taunusstein, Germany, info@wero.de, www.wero.de

Stand: Dezember 2025, V02, FÜ