



TECHNISCHE DATEN

BESTÜCKUNG	1×LED-Modul
LICHTLEISTUNG	60 000 Lux @ 0.5 m *
BELEUCHTUNGSFELD 0.5 m	Ø 21cm *
FARBWIEDERGABE	Ra > 95
FARBTEMPERATUR	3500 K & 4500 K *
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Konverter
ANSCHLUSSWERTE	100–240 V; 50/60 Hz
NETZANSCHLUSSLEITUNG	Festanschluss
LEUCHTENGEHÄUSE	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
GEWICHT (NETTO)	9.0 kg
LEISTUNGS-AUFNAHME	21 W
BEDIENUNG	Folientastatur am Leuchtenkopf
SCHUTZKLASSE	I
SCHUTZART	IP 20
NORMEN	EN 60601-1, EN 60601-2-41
BESONDERHEITEN	2 Farbtemperaturen, 4 Dimmstufen, Drehdurchführung (360° Turnoverachse)
BEFESTIGUNG	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 40–116cm)
ZUBEHÖR	Zwischendeckenadapter
BESTELL-NR.	D15.450.000-00633104 – reinweiss

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN



LICHTVERTEILUNG



TECHNISCHE ZEICHNUNG

